

**COMBINER EFFICACEMENT:
HEI-VAP INDUSTRIAL**

**MADE IN
GERMANY**

3 ans de garantie sur tous
les appareils ainsi qu'une
utilisation moyenne de
plus de 10 ans

Refroidisseur à circulation Hei-CHILL 5000 Base Cart (EU & RoW)

Compacte – silencieux – puissant

Alimentation électrique
commune au refroidisseur
et à l'évaporateur
rotatif prend moins de
place en laboratoire

Fait très peu de bruit
rendant le travail agréable
en laboratoire

Débit maximum de
40 l/min pour des taux
d'évaporation élevés

Plage de température de
-10 °C bis +40 °C, adaptée
pour des milieux exigeants
comme les substances à bas
point d'ébullition

Dimensions adaptées pour
un placement optimal de
tous les appareils

Grand réservoir avec un volume de
remplissage de 28 l – particulière-
ment utile lors de pics de charge



www.heidolph.com

Uniquement pour utilisation à des fins de recherche – interdiction d'utilisation
dans le secteur médical ou la fabrication pharmaceutique !

 **heidolph**
research made easy