

# PRÄZISE HEIZEN & RÜHREN: HEI-PLATE MIX 'N' HEAT MAGNETRÜHRER

HOCHBESTÄNDIGE HEIZPLATTE

FEUERFESTES GEHÄUSE

800 W

MADE IN  
GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle  
Geräte sowie eine durch-  
schnittliche Nutzungsdauer  
von über 10 Jahren

## Hei-PLATE Lift Paket Ultimate

Mehr Komfort – Mehr Effizienz – Mehr Sicherheit

### Schnittstelle für mehr Präzision

Für den Pt1000 oder den Doppelfühler Pt1000 zur genaueren Messung der Temperatur bis ins Medium

RS 232, LAN, USB A und USB B Schnittstellen für Data-logging sowie die Fernsteuerung und Monitoring über PC

USB C: Steuerbarkeit der elektrischen Heidolph Hebebühne über Magnetprüfer und PC

### Durchdachte Features für ein sorgenfreies Arbeiten

Verschiedene Heizmodi (FAST, PRECISE, PRECISE+) und Sicherheitsfeatures behandeln Ihre Proben optimal

Rampenprogrammierung und Anlegen von Profilen für eine präzise und schnelle Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse



### Kombination mit e-Lift für mehr Sicherheit und Komfort

Automatisches Absenken im Fehlerfall oder durch Timer-Einstellung (Prozessende)

Ergonomischer Versuchsaufbau unabhängig von Gitterstativ möglich

Feinjustierung der Höhe über Drehrad

Angepasster Footprint

Robuste Mechanik aus V4A