

PRÄZISE HEIZEN & RÜHREN: HEI-PLATE MIX 'N' HEAT MAGNETRÜHRER

HOCHBESTÄNDIGE HEIZPLATTE

FEUERFESTES GEHÄUSE

800 W

MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle
Geräte sowie eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer
von über 10 Jahren

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core

Schnittstelle für mehr Präzision

Für das EKT Hei-Con zur genaueren
Messung und Regelung der Temperatur

Robust und langlebig für alle Herausforderungen im Labor

Kera-Disk® Aufstellfläche – kratzfest, feuerfest,
chemikalienbeständig und leicht zu reinigen

Innovatives Korpusdesign für zusätzlichen Schutz
vor Verbrennungen, sicheres Handling und leitet
Flüssigkeiten zuverlässig vom Gerät ab

Feuerfestes Alu-Druckguss Gehäuse

Intuitive Bedienung für den schnellen Start

Standby-Taste für einfaches Ein- und Aus-
schalten des Gerätes

Direkter Zugriff auf die Hauptfunktionen
durch zwei separate Drehregler

Heiztaste für bewusste De-/Aktivierung der
Heizfunktion sowie zur optischen Anzeige
der Restwärme

Separate LED-Anzeige der Heizung



ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG



Silikonabdeckung



Elektronisches
Kontaktthermometer



Heiz- und
Badaufsätze



Hochleistungskühler