

## Hei-Mix S

### Technical datasheet



|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensions (l × h × p)                     | 126 × 80 × 140 mm                         |
| Plateau de la plaque chauffante            | 104 mm stirrer plate                      |
| Poids                                      | 1.1 kg                                    |
| Charge maximale admissible                 | 6 kg                                      |
| Entraînement                               | shaded pole motor                         |
| Plage de vitesses                          | 0 – 2.200 rpm                             |
| Puissance de chauffe                       | n.a.                                      |
| Plage de température de chauffe            | n.a.                                      |
| Réglage du chauffage                       | n.a.                                      |
| Précision de mesure de la température      | n.a.                                      |
| Sensibilité de la mesure de la température | n.a.                                      |
| Affichage                                  | n.a.                                      |
| Classe de protection (EN 60529)            | IP 21                                     |
| Niveau de pression acoustique              | < 70 db(A) (in accordance with IEC 61010) |
| Tension de calcul                          | n.a.                                      |
| Type de raccordement                       | n.a.                                      |
| Classe de protection                       | 2                                         |
| Catégorie de surtension                    | n.a.                                      |
| Degré de contamination                     | n.a.                                      |
| Alimentation                               | n.a.                                      |
| Classe de CEM                              | n.a.                                      |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Température de service</b>      | n.a. |
| <b>Altitude d'installation</b>     | n.a. |
| <b>Plage d'affichage/de mesure</b> | n.a. |