

## Hei-SHAKE Rock Core 2000 (5°)

### Technical datasheet



|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>                                      | env. 14 kg                                                                                                                             |
| <b>Charge maximale admissible</b>                 | max. 15 kg                                                                                                                             |
| <b>Entraînement</b>                               | Moteur sans balais                                                                                                                     |
| <b>Plage de vitesses</b>                          | 0 - 80 tr/min.                                                                                                                         |
| <b>Niveau de pression acoustique</b>              | < 85 dB (A), conformément à IEC 61010                                                                                                  |
| <b>Tension de calcul</b>                          | 1/N/PE 100-240V AC 50/60 Hz                                                                                                            |
| <b>Classe de protection</b>                       | IP32 (selon DIN EN 60529)                                                                                                              |
| <b>Alimentation</b>                               | 90 W                                                                                                                                   |
| <b>Mouvement d'agitation</b>                      | à balancement                                                                                                                          |
| <b>Interfaces</b>                                 | 1 × RS232 (Sub-D, 9 broches)                                                                                                           |
| <b>Abmessungen (B × H × T) mit TABLAR 1000</b>    | n.a.                                                                                                                                   |
| <b>Abmessungen (B × H × T) mit TABLAR 2000*1)</b> | 405 × 240 × 430 mm                                                                                                                     |
| <b>Usable area (W × D) with Platform 1000</b>     | n.a.                                                                                                                                   |
| <b>Usable area (W × D) with Platform 2000</b>     | env. 390 × 340 mm                                                                                                                      |
| <b>Tilt Angle</b>                                 | 10°                                                                                                                                    |
| <b>Operating and Storage Temperature</b>          | 5 °C – 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |

**Installed Altitude**

Jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer