

## Duomax 1030 (5° Neigungswinkel)

### Technisches Datenblatt



|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b>     | 320 × 185 × 375 mm                                                                                                |
| <b>Gewicht</b>                     | ca. 8 kg                                                                                                          |
| <b>Maximal zulässige Belastung</b> | 5 kg                                                                                                              |
| <b>Antrieb</b>                     | Asynchronmotor                                                                                                    |
| <b>Drehzahlbereich</b>             | 2 – 50 U/min                                                                                                      |
| <b>Schutzart (EN 60529)</b>        | IP30                                                                                                              |
| <b>Schalldruckpegel</b>            | < 50 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010                                                                            |
| <b>Bemessungsspannung</b>          | 230 V, 50 Hz oder 115 V, 60 Hz                                                                                    |
| <b>Schutzklasse</b>                | I                                                                                                                 |
| <b>Überspannungskategorie</b>      | n.a.                                                                                                              |
| <b>Verschmutzungsgrad</b>          | n.a.                                                                                                              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>           | 115 W                                                                                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | 5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte   32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend) |
| <b>Aufstellhöhe</b>                | bis 2.000 über NN                                                                                                 |
| <b>Überhitzungsschutz</b>          | selbstrücksetzend                                                                                                 |
| <b>Drehzahlregelung</b>            | n.a.                                                                                                              |
| <b>Nutzfläche</b>                  | 290 × 258 mm                                                                                                      |
| <b>Bewegungsart</b>                | wippend, 5°                                                                                                       |
| <b>Orbit</b>                       | n.a.                                                                                                              |
| <b>Gerätesicherung</b>             | M 1,25 A (230 V) bzw. T 2,0 A (115 V)                                                                             |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| <b>Zulässige<br/>Netzspannungsschwankungen</b> | n.a. |
| <b>Flaschenabmessungen</b>                     | n.a. |
| <b>Schnittstellen</b>                          | n.a. |
| <b>Nutzfläche (Länge x Breite)</b>             |      |