

## Hei-VAC Valve Industrial

### Technisches Datenblatt



|                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b>                                              | 326 x 243 x 402 mm                                         |
| <b>Gewicht</b>                                                              | 17,3 kg                                                    |
| <b>Schutzart (EN 60529)</b>                                                 | IP 40                                                      |
| <b>Anschlusstyp</b>                                                         | Kühlmittel: Schlauchwelle DN 6-8 mm                        |
| <b>Betriebstemperatur</b>                                                   | +10 - +40°C                                                |
| <b>Motorschutz</b>                                                          | thermischer Wicklungsschutz,<br>selbsthaltend              |
| <b>Lagertemperaturbereich (°C)</b>                                          | -10 - +60°C                                                |
| <b>Leistung</b>                                                             | elektrisch: 0,25 kW                                        |
| <b>Maximales Saugvermögen</b>                                               | 3.4 / 3.8 m <sup>3</sup> /h                                |
| <b>Endvakuum</b>                                                            | Ohne Gasballast: 1.5 mbar   mit<br>Gasballast: 3 mbar      |
| <b>Maximal zulässiger Druck</b>                                             | 1.1 bar                                                    |
| <b>Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)</b> | 30% - 85%                                                  |
| <b>Maximale Leerlaufdrehzahl</b>                                            | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup>                              |
| <b>Einlass</b>                                                              | Schlauchwelle DN 8 mm                                      |
| <b>Auslass</b>                                                              | Schlauchwelle DN 8-10 mm                                   |
| <b>Max. zulässiger Bereich der Versorgungsspannung ( ±10% )</b>             | 100-115 V~ 50/60 Hz, 120 V~ 60 Hz /<br>200-230 V~ 50/60 Hz |