

# Hei-VOLUME Distimatic Pro Benchtop G9BXL

## Technical datasheet



|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (l × h × p)          | 186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris                                                                                          |
| Poids                           | env. 17 kg                                                                                                                               |
| Classe de protection (EN 60529) | IP42                                                                                                                                     |
| Tension de calcul               | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz                                                                                                                 |
| Type de raccordement            | L+N+PE                                                                                                                                   |
| Classe de protection            | I                                                                                                                                        |
| Catégorie de surtension         | II                                                                                                                                       |
| Degré de contamination          | 2                                                                                                                                        |
| Alimentation                    | max. 1 500 W                                                                                                                             |
| Température de service          | 5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air   32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |
| Altitude d'installation         | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer                                                                                            |
| Fusible de l'appareil           | 15 A                                                                                                                                     |