

Reax 2 avec adaptateur universel

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)	501 × 235 × 180 mm
Poids	approx. 5 kg
Charge maximale admissible	1 kg
Entraînement	Shaded pole motor
Plage de vitesses	20 – 200 rpm; Indicator: analogue
Classe de protection (EN 60529)	IP21
Niveau de pression acoustique	< 45 (dB(A)) (in accordance with IEC 61010)
Tension de calcul	230-240 V (50 Hz) or 115 V (60 Hz)
Classe de protection	I
Catégorie de surtension	n.a.
Degré de contamination	n.a.
Alimentation	33 W max.
Température de service	n.a.
Altitude d'installation	n.a.
Protection contre la surchauffe	self reset function
Réglage de la vitesse de rotation	electronic
Surface utile	230 × 160 mm
Mouvement d'agitation	Overhead rotation
Orbite	n.a.
Fusible de l'appareil	n.a.
Variations de tension admissibles	n.a.

Dimensions de la bouteille	n.a.
Interfaces	n.a.
Surface utile Taille/Largeur	