



Findenser™ Mini NS24 Kern, NS24 Hülse

Technisches Datenblatt

Gewicht	670 g
Länge x Durchmesser	275 mm x 72 mm
Konusgrößen	B14, B19, B24
Innenliegende und medienberührende Komponenten	Borosilikat-Glas
Kühlrippen	anodisiertes Aluminium
Plug & Seal	Acetal & FKM
Thermofluid	Wasser
Maximale Lösungsmitteltemperatur	155 °C
Ofentrocknung	Max Temp. 60 °C
Reinigung im Geschirrspüler	Max Temp. 50 °C
Reinigung im Autoklavier	nicht zulässig!
Umgebungstemperaturbereich	0 °C bis 24 °C