

Hei-VAC Valve Control Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	196 x 243 x 309 mm
Gewicht	12 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 40
Anschlusstyp	n.a.
Betriebstemperatur	+10 - +40°C
Motorschutz	thermischer Wicklungsschutz, selbsthaltend
Lagertemperaturbereich (°C)	-10 - +60°C
Leistung	elektrisch: 0.18 kW
Maximales Saugvermögen	2.0 / 2.3 m ³ /h
Endvakuum	ohne Gasballast: 7 mbar mit Gasballast: 12 mbar
Maximal zulässiger Druck	1.1 bar
Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)	30% - 85%
Maximale Leerlaufdrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹
Einlass	Schlauchwelle DN 8 mm
Auslass	Schlauchwelle DN 8 mm
Max. zulässiger Bereich der Versorgungs- spannung (±10%)	100-115 V~ 50/60 Hz, 120V~ 60 Hz, 230 V~ 50/60 Hz