

Hei-VAC Vario Station

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	294 x 192 x 299 mm
Gewicht	6 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 20
Anschlusstyp	n.a.
Betriebstemperatur	+10 - +40°C
Motorschutz	Temperatursensor auf der Platine (Strombegrenzung)
Lagertemperaturbereich (°C)	-10 - +60°C
Leistung	elektrisch: 0,16 kW
Maximales Saugvermögen	1.7 m ³ /h
Endvakuum	ohne Gasballast: 5 mbar mit Gasballast: 7 mbar
Maximal zulässiger Druck	1.1 bar
Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)	30% - 85%
Maximale Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min ⁻¹
Einlass	Schlauchwelle DN 8/10 mm
Auslass	Schlauchwelle DN 8 mm
Max. zulässiger Bereich der Versorgungs- spannung (±10%)	100-120 V~ 50/60 Hz 200-240 V~ 50/60 Hz