

Hei-VAC Vario Tec

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	236 x 156 x 196 mm
Gewicht	4.3 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 20
Anschlusstyp	Kühlmittel: Schlauchwelle DN 6-8 mm
Betriebstemperatur	+10 - +40°C
Motorschutz	Temperatursensor auf der Platine (Strombegrenzung)
Lagertemperaturbereich (°C)	-10 - +60°C
Leistung	elektrisch: 0.16 kW
Maximales Saugvermögen	1.0 m ³ /h
Endvakuum	ohne Gasballast: 12 mbar mit Gasballast: 20 mbar
Maximal zulässiger Druck	1.1 bar
Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)	30% - 85%
Maximale Leerlaufdrehzahl	2400 min ⁻¹
Einlass	Schlauchwelle DN 8 mm
Auslass	Schlauchwelle DN 8 mm
Max. zulässiger Bereich der Versorgungs- spannung (±10%)	100-120 V~ 50/60 Hz 200-240 V~ 50/60 Hz