

## BR 12 Tige d'agitation type 1 lame mobile

### Technical datasheet



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Taille des pâles</b>              | 60 x 15 mm           |
| <b>Longueur</b>                      | 400 mm               |
| <b>Matériau</b>                      | acier inoxydable V4A |
| <b>Diamètre de la tige</b>           | 8 mm                 |
| <b>Max. rotation speed</b>           | 2 000 rpm            |
| <b>Pour le diamètre du récipient</b> | n.a.                 |