

Reax top

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)	134 x 105 x 172 mm
Poids	2,8 kg
Charge maximale admissible	n.a.
Entraînement	moteur à bague de déphasage
Plage de vitesses	100 à 2 500 tr/ min.; 200 à 3 200 tr/ min.
Classe de protection (EN 60529)	IP 22
Niveau de pression acoustique	< 50 jusqu'à 2 500 tr/min. < 58 jusqu'à 3 200 tr/min.
Tension de calcul	230 V 50 Hz; 230 V 60 Hz; 115 V 60 Hz
Classe de protection	1
Catégorie de surtension	n.a.
Degré de contamination	n.a.
Alimentation	51 W
Température de service	n.a.
Altitude d'installation	n.a.
Protection contre la surchauffe	à réinitialisation automatique
Réglage de la vitesse de rotation	analogique, échelle avec points de repère
Surface utile	n.a.
Mouvement d'agitation	vibration circulaire
Orbite	5 mm
Fusible de l'appareil	n.a.
Variations de tension admissibles	n.a.

Dimensions de la bouteille

n.a.

Interfaces